

Brugermanual

Saver Safe

Evakueringsstol



Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner til brug, betjening og pleje af Ferno Saver Safe evakueringsstol. Instruktionerne er ikke altomfattende. Sikker og korrekt brug af denne stol er udelukkende efter brugerens skøn. Sikkerhedsoplysninger er inkluderet som en service og anbefaling til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af brugeren, skal være inden for og under overvejelse af gældende regler. Det anbefales, at der gives træning i korrekt brug af denne stol, før stolen bruges i en faktisk situation. Opbevar denne vejledning til fremtidig reference. Inkluder det med stolen i tilfælde af overførsel til nye brugere. Yderligere eksemplarer er tilgængelige efter anmodning fra Ferno (UK) Ltd.

Maksimal belastningskapacitet - 180 kg

1. Påtænkt brug af stolen

Ferno Saver Safe Chair er en patienthåndteringsindretning designet til at transportere en patient / person i siddende stilling ned ad trappen og også på plant underlag. Den kan også bruges som bærestol til flytning af beboer ovenpå.

Stolen er beregnet til at blive brugt af fuldt uddannede og kompetente ledsagere, paramedikere eller andet sådant personale som hjælp til at sikre sikker og sikker evakuering af personer fra en bygning under en nødsituation.

2. Sikkerhedsoplysninger



ADVARSLER & SIKKERHEDSINFORMATION



- Overskrid aldrig den maksimale belastningskapacitet på 180 kg
- Kun kvalificeret personale, der er uddannet i brugen af stolen, skal bruge den
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at beboere altid sikres med de medfølgende begrænsninger
- Efterlad aldrig en besat stol uden opsyn
- Undgå hurtig omstilling af stolen - dette kan medføre personskade og / eller operatører
- Støt altid stolen, mens du justerer håndtagene
- I tilfælde af skader på livmoderhalsen, rygmarven eller nogle frakturer anbefales det ikke at bruge stolen til patientoverførsel
- Forkert vedligeholdelse kan medføre personskade og uforudsigelig drift
- Etablere regelmæssige inspektionsprocedurer og ansvar for at sikre korrekt vedligeholdelse af stolen
- Vedligehold kun stolen som beskrevet i denne vejledning
- Forkert dele og service kan medføre personskade og skade. Brug kun Ferno-godkendte dele og service
- Blegemiddel, phenoler og jod kan forårsage skader; Anvend ikke produkter, der indeholder disse kemikalier, på stolen
- Forkert smøremiddel kan forårsage skader; Brug let olie til at smøre de specificerede dele af stolen
- Bemærkning om blodbårne sygdomme - For at reducere risikoen for eksponering for blodbårne sygdomme (såsom HIV-1 og hepatitis) skal du følge vedligeholdelsesinstruktionerne i denne manual, når du bruger stolen.

2a. Ansvar

- En passende kvalificeret person bør foretage en risikovurdering i forbindelse med nødevakuering af alt personale og besøgende, herunder bevægelseshæmmede
- Overvej mobiliteten for eksisterende medarbejdere og besøgende såvel som potentielle begrænsninger for enhver, der får adgang til webstedet i fremtiden. Dette skal tage højde for deres fysiske, mentale (herunder læring) og aldersrelaterede sundheds- og mobilitetsrestriktioner
- Overvej antallet og placeringen af medarbejdere og andre, der sandsynligvis vil være på stedet på forskellige tidspunkter i og uden for normal arbejdstid
- Overvej antallet, placeringen og egnetheden af evakueringsruter. Husk at medtage korridorer, trapper, udgange og egnetheden af de udpegede samlingssteder
- Udform og implementer en passende nødevakueringsplan, der gør alle opmærksomme på proceduren og systemet
- Overvej den type alarmsystemer, der i øjeblikket er i brug. Tager de hensyn til rækkevidden af handicappede hos dem, der kan være til stede?
- Vælg og træne egnede personer til at udføre specificerede opgaver under evakueringen; dvs. førstehjælper, brandvagter, dedikerede ledsagere og formandoperatører. NB: Brandvagter bør ikke vælges til at udføre rollen som evakueringsformandens operatører / dedikerede ledsagere, da de vil have deres egne opgaver i tilfælde af en nødsituation
- Udfør regelmæssige brandøvelsesprocedurer for at sikre fortrolighed og effektivitet i lokalevakuering. Overvej den tid, det tager at evakuere lokalerne. Test brandalarmerne ugentligt
- Gennemgå risikovurderingen med jævne mellemrum (fra to til fire år, afhængigt af graden af risiko), og gennemgå også, når en ny medarbejder med nedsat mobilitet er ansat, når der er grund til at tvivle på de eksisterende foranstaltninger, eller når der er sket en væsentlig ændring

2b. Mennesker, der kan være i fare i en nødsituation

- Ældre mennesker, der har mobilitet, syns-, høre- eller anden svækkelse
- Enhver, der bliver såret eller lider af en sygdom før eller under evakueringen
- Enhver med et midlertidigt problem inklusive besøgende og personale, forvirring, angst eller nød som følge af situationen
- Gravid kvinde
- En forælder med et eller flere små børn En
- person med et fysisk handicap
- En person, der har en indlæringsvanskelighed
- En person med en uset lidelse, fx: astma, hjerteklage, ustabil epileptisk eller diabetisk tilstand - deres tilstand kan påvirke deres evne til at komme ud uden hjælp i en nødsituation

2c. Operatørfærdigheder:

Uddannede operatører skal kunne:

- Svar roligt i en nødsituation
- Gør stolen klar til brug i en nødsituation
- Berolige og yde hjælp til den bevægelseshæmmede i deres pleje Evakuer
- området hurtigt og sikkert
- Bliv ved med deres afgang, indtil han / hun er i pleje af beredskabstjenester eller andre ansvarlige personer


3. Operatøruddannelse

Vigtig sikkerhedsinformation

- En træningsplan, der er godkendt af en EMS-træningsofficer (eller tilsvarende), anbefales
- Det anbefales kraftigt, at følgende procedurer praktiseres med en stol fyldt med dummy-vægte som f.eks. Sækket byggesand eller grus
- Stolen skal kontrolleres i henhold til instruktionerne (se afsnit 3a, "Klargøring af stolen til brug")
- Det anbefales, at stolen altid skal bruges, når det er muligt, med mindst 2 operatører og bruge yderligere hjælp, når og når det er nødvendigt for at kontrollere stolen
- Sørg for, at ruten ned ad trappen er fri for forhindringer, der kan påvirke operatørernes sikkerhed eller sporens funktion
- Sørg for, at trappen er i en passende tilstand til transport af personer på stolen ledsaget af stolens operatører
- Alle operatører skal læse og forstå instruktionerne i denne vejledning
- Praktikanter skal testes for at verificere deres forståelse af stolen
- Træningsoptegnelser for alle uddannede operatører bør opbevares, en årlig genopfriskningstræning til alle formandoperatører anbefales
- Smør aldrig bæltet - smurte bæltet kan fungere uforudsigeligt og resultere i skade på patient og / eller operatører
- Kontroller altid remens spænding for at sikre, at de ikke er løse. Instruktioner om, hvordan man kontrollerer remmene, er inkluderet i denne vejledning
- Fugt, vand, sne, is eller snavs på eller mellem sporet og bæltene kan forårsage uregelmæssig bælteydelse, der resulterer i pludselige ændringer i vægten, som operatørerne skal understøtte; Sørg for, at bæltet og bæltet er rene og tørre, inden du bruger stolen på trappen
- Ryd altid trapper for snavs osv., Som kan forstyrre stolens betjening eller hindre operatørerne
- Når du flytter patienter, skal du altid informere dem om, hvad du vil gøre. Brug altid
- de medfølgende begrænsninger, og kontroller, at patienten er sikker

3a. Forberedelse af stolen til brug

1. Fjern støvdækslet fra stolen, og fjern derefter stolen fra vægbeslaget



2. Spænd fastspændingsremmen, mens du holder stolen i foldet stilling
3. Hold stolen på gulvet med den ene hånd og hold den foldet, med den anden hånd løft det bageste håndtag til sin højeste position, og sørg for, at det låses på plads med låsestifterne placeret på hver side af håndtagsrøret



NB Håndtaget sænkes ved at trykke de to låsestifter på indersiden af stolens håndtagsrør ind på begge sider af stolen



4. Hold stolen på gulvet, træk baghjulene ud, træk stangen ud mod dig og derefter opad, indtil baghjulene er trukket helt ud og låses på plads



5. Vip stolen sidelæns, så den sidder på alle fire hjul



6. Træk sædet frem og ned i siddende stilling



7. Formanden er nu klar til brug



3b. Sikring af patienten i stolen

1. Vip stolen lidt fremad, så sædet er vandret, mens beboeren bliver hjulpet på stolen
2. Når personen er på stolen, skal du bringe stolen tilbage, så den hviler på alle fire hjul



3. Når beboeren sidder komfortabelt i stolen, skal du fastgøre beboeren i stolen ved hjælp af den medfølgende bryststrop
4. Fastgør patientens hoved med hovedrem (hvis nødvendigt)



5. Patienten er nu klar til transport ned ad trappen



3c. Transport af stolen og beboeren ned ad trappen

Ferno anbefaler, at mindst to operatører bruges, hvor det er muligt, når man evakuerer ad trapper

1. Med en operatør placeret øverst på trappen og anden operatør ved hovedenden bag stolen, skub stolen mod trappen, og stop kort ved det første trin i en vinkel væk fra trappen



2. Vip stolen langsomt fremad, indtil den gummibelagte frontstang ligger på gulvet, forhjulene er let væk fra jorden, og patientens vægt overføres til frontstangen og ikke hviler på det føreren, kan baghjulene derefter foldes væk som beskrevet nedenfor



3. Hold fast i stolen i den samme vinkel hele vejen igennem, brug din fod til at skubbe ned på stolen baghjul aksel bar (angivet med rødt klistermærke), og skub derefter foden fremad mod stolens forside, indtil baghjulene foldes helt sammen og klik ind i holderklemmen



4. Mens den anden operatør stadig er øverst på trappen, skal du manøvrere stolen til det øverste trin og sikre, at begge forhjul er firkantede med trappen



5. Den anden operatør kan støtte fra fronten af stolen til at manøvrere i position og for at sikre, at stolen ikke går over det første trin, mens han placerer stolen på trappen



6. Når stolen er placeret korrekt foran det øverste trin, og både førere og beboere er klar til at gå ned ad trappen, skal du manøvrere stolens forhjul over det første trin, indtil sporet hviler på det øverste trin næse (kant)




7. Fodenden operatøren kan hjælpe hovedenden føreren med at føre stolhjulet over det første trin enten ved at holde sæderammen eller holde den forreste stang i bunden af stolen



8. Fortsæt med at manøvrere stolen, indtil sporet hviler på 2 trappekanter og derefter på 3 trappekanter

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at hovedendeoperatøren holder i håndtaget ved at tage fat i det under håndtaget for at bevare grebet hele tiden




9. Oprethold den korrekte sporvinkel, således at bæltet hviler på de 3 trappekanter til enhver tid, når stolen flyttes ned ad trappen

10. Hvis det kræves for bedre at opretholde sporvinklen, kan hovedenden operatøren ændre deres håndtag, så den ene hånd griber ovenfra håndtaget og en nedenfra. Dette sikrer sikkerhed, mens du holder stolen og giver samtidig føreren mulighed for at skubbe stolen ned i trappen for at opretholde den korrekte stolevinkel



11. Når foden af trappen er kommet, og hjulene har rørt jorden, kan stolen manøvreres væk fra det sidste trin af hovedenden.




3d. Manøvrering omkring en landing

1. Når en landing er nået, skal du dreje stolen ved at vippe den let fremad og løfte vægten på forhjulene og derefter manøvrere stolen rundt om bøjningen, indtil den er plan og firkantet med toppen af næste trin
2. Ved at følge den samme procedure som før, føres stolen forsigtigt over det første trin og derefter ned ad de resterende trin og opretholder sporvinklen hele tiden



3e. Nå bunden af trappen

1. Når trappen er nået, skal du manøvrere stolen langt nok væk fra trappen, så baghjulene kan sættes i igen
2. Vip stolen lidt fremad, mens du holder fast på stolen, skal du bruge foden til at trække baghjulene ud mod dig, indtil de kører helt ud
3. Sørg for, at hjulene er fuldt udkørt og trukket ud, og bring stolen ned, så den hviler på alle 4 hjul
4. Stolen kan nu køres væk fra trappen og til et sikkert område



4. Brug af yderligere hjælp

Ferno anbefaler, at mindst to operatører er til stede, når stolen bruges til at evakuere patienter.

Omstændigheder såsom adgang, vejrforhold eller patientvægt kan kræve yderligere hjælp, når man arbejder i trapper; dette skal vurderes på det tidspunkt.

5. Vedligeholdelse

5a. Kontrol af Saver Safe-stolen

Følgende uformelle visuelle kontrol skal udføres af slutbrugeren regelmæssigt, og en fysisk kontrol af stolen foretages også efter brug.

- Stolens generelle renlighed
- Kontroller, at der ikke er bøjede eller beskadigede dele, manglende fastgørelseselementer osv.
- Kontroller, at hjulene roterer frit uden overskydende bevægelse eller beskadigelse
- Kontroller, at stolen foldes ud og låses sikkert i siddepositionen til normal brug
- Kontroller, at bæltet ikke er løst, og at skinnesystemet fungerer korrekt
- Undersøg bæltet for skader
- Kontroller sædebetræk for revner, spalter eller løst stof eller syninger osv.
- Kontroller, at sædebetræk er korrekt fastgjort til rammen

Hvis du er i tvivl, så kontakt en Ferno servicetekniker

**SMØR ALDRIG ELLER SMØREMIDLER I KONTAKT MED
SPOR- OG BÆLTSYSTEMET**

5b. Spænding af bæltet

For at sikre, at stolen fungerer som designet og korrekt under kontrol, skal bæltet have den korrekte spænding. anbefalede procedurer til kontrol af bæltespændingen er som følger:


 <p>Korrekt spænding</p> <p>Bæltet er for løst</p>	<p>Kontroller spændingen på begge remme. Når du trækker bæltet væk fra rammen, skal du ikke kunne indsætte mere end en finger i afstanden imellem bæltet og metalrammen</p> <p>Hvis afstanden er væsentligt større, skal du kontakte Ferno som bælte skal sandsynligvis udskiftes</p>
	<p>Rotationen af begge remme skal vurderes for at sikre, at de bevæger sig frit og for at sikre, at det ene rem ikke er strammere end det andet. Træk manuelt i bæltet som vist på billedet, bæltehjulet i begge ender af sporet skal rotere, og du skal kunne føle modstand uden at bæltet er så stramt, at det kun bevæger sig med ekstrem kraft</p>
<p>Hvis et hjul ikke bevæger sig frit, kan det være nødvendigt, at bolten, der holder hjulet mod rammen, skal løsnes let for at lade det bevæge sig frit</p>	
<p>Det anbefales, at begge remme skal have en lignende spænding. Hvis et rem kræver ekstra spænding, skal du bruge en 4 mm unbrakonøgle og 8 mm skruenøgle til at stramme drivhjulet.</p>	

5b. Spænding af bæltet (fortsat ...)



Det er sug
en halv tu
spænding
øge
kravet

Efter hver et halvt omdrejningspunkt vurderes spændingen i remmen for
øget eller nedsat modstand



5c. Foreslået vedligeholdelsesplan

Saver Safe Chair kræver regelmæssig uformel visuel kontrol. Opsæt og følg din egen vedligeholdelsesplan, men brug følgende som et minimum.

Hypigere vedligeholdelse er påkrævet i situationer med kraftig brug. Hvis der opdages skader, skal du tage stolen ud af drift, indtil reparation eller udskiftning kan foretages.

Handling	Efter behov	Hver måned
Desinficering	•	
Rengøring	•	
Inspektion	•	•
Smøring (hængsler, hjul osv.) SMØR IKKE SPOR ELLER BÆLTE	•	

Når du bruger et produkt til vedligeholdelse, skal du følge producentens retningslinjer og læse producentens sikkerhedsdatablad.

ADVARSEL

Forkert vedligeholdelse kan medføre personskade. Vedligehold kun stolen for formål beskrevet i denne manual.

5d. Desinfektion

Desinficér alle overflader på stolen inklusive patientens begrænsninger. Følg desinfektionsmiddelproducentens brugsanvisning. Spray eller aftør desinfektionsmiddel på patientens begrænsninger. Nedsænk ikke i desinfektionsmiddel.

5e. Rengøring

Rengør stolen og dens komponenter med en ren klud eller blød børste og varmt sæbevand. Skyl med varmt vand og lufttør. Rengør ikke med produkter, der indeholder blegemiddel eller phenol. En stiv børste kan bruges, hvis det er nødvendigt.

Regelmæssig rengøring hjælper med at reducere risikoen for overførsel af sygdom og muliggør udstyr til at fungere optimalt.

6. Teknisk information

Saver Safe Chair		
	Position	Dimension
UFOLDET	Sædedybde	43,2 cm (17 ")
	Sædets bredde	51,1 cm (20,1 ")
	Højde på øverste håndtag - Maks - Min	133,4 cm forlænget 92,71 cm trukket tilbage
	Samlet bredde	52,7 cm
	Samlet dybde	91,4 cm
	Vægt	10,5 kg
	Maks. Belastningskapacitet	180 kg
FOLDET	Højde	103 cm
	Bredde	52,7 cm
	Dybde	25,4 cm

- Alle dimensioner er omtrentlige
- Belastningskapacitet er totalvægt fordelt i overensstemmelse med grundlæggende menneskelige anatomi-forhold.
- Deltagerne skal overveje patientens og tilbehørets vægt, når de bestemmer den samlede belastning på stolen.

Godkendt kontor:

Ferno (UK) Limited

Ferno House, Stubs Beck Lane, Cleckheaton, West Yorkshire, England. BD19 4TZ

Tlf: + 44 (0) 1274 851999 Fax: + 44 (0) 1274 851111

E-mail: services@ferno.com

Da vores politik er en kontinuerlig udvikling, forbeholder Ferno (UK) Ltd sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.

Lager kode: 2003-0115



CE-mærket på dette produkt demonstrerer overensstemmelse med kravene i EF-direktiv 93/42 / EØF for medicinsk udstyr