

S-240E, S-242E

40-E, 42-E

KANTOTUOLIN KÄYTTÖOPAS



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic

Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk

Fax: + 421 (0) 32 7708 011



Lue tämä käyttöopas ja säilytä tulevaa tarvetta varten

VIHJE: Säännöllinen puhdistus auttaa vähentämään tautien leviämiskä ja mahdollistaa laitteiden optimaalisen toiminnan

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita tuolin käytöstä, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät ole kattavia. Tämän tuolin turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnan varassa. Turvallisuustiedot sisältyvät käyttäjän palveluun. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien turvatoimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja niiden tulee olla niiden mukaisia. On suositeltavaa järjestää tuolin asianmukaista käyttöä koskeva koulutus ennen tuolin käyttöä todellisessa tilanteessa. Säilytä tämä käyttöopas myöhempiä tarvetta varten. Sisällytä se tuoliin, jos se siirretään uusille käyttäjille. Muita ilmaisia kopioita on saatavana pyynnöstä FERNO:lta.

Malli S-242 E tuoli

Tuotetiedot

Syvyys auki 74 cm
taitettu 17 cm
Leveys 53 cm
Korkeus 92 cm
Yksikköpaino 11,6 kg
Kantavuus 159 kg

! WARNING

Kouluttamaton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Anna vain koulutetun henkilöstön käyttää tuolia.

Tuolin väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuolia vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuolia vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

Valvoton potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina.

Kiinnittämätön potilas voi pudota tuolilta ja loukkaantua. Kiinnitä potilas tuolilla potilasvoiden avulla.

Auttajat voivat aiheuttaa vammoja. Ylläpidä tuolin hallintaa, käytä hallintalaitteita ja ohjaa kaikki avustajat.

Auttajat voivat loukkaantua. Näytä avustajille mistä tarttua tuoliin, jotta vältetään puristumispaistat.

Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja. Huolla tuolia vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä tuolissa vain Fernon osia ja Fernon hyväksymää huoltoa.

Tuolin muuttaminen voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Käytä tuolia vain Fernon suunnittelemaalla tavalla.

Sopimattomien esineiden kiinnittäminen tuoliin voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuolissa vain Fernon hyväksymiä esineitä.

Tuotenumero

Tuotteen nimi

GTIN / UDI



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovak Republic

Tel: + 421 (0) 32 7708 010, sales@ferno.sk

Fax: + 421 (0) 32 7708 011

60-0110-009	TUOLI S-240E ORANSSI (PAKATTU)	8588008129708
60-0110-010	TUOLI S-242E ORANSSI (PAKATTU)	8588008129715
60-0110-013	TUOLI 40-E (PAKATTU)	8588008129722
60-0110-014	TUOLI 42-E (PAKATTU)	8588008129739

S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E Tuolin ohjeet

Lääketieteellinen laite S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E Tuoli

[Käyttötarkoitus]

Malli S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E on hätätilanteita varten. Jokainen sarjan tuoli on tarkoitettu ammattikäyttöön vähintään kahdelle koulutetulle käyttäjälle. Käyttäjät voivat kuljettaa tuolilla apua tarvitsevaa henkilöä.

Tässä käyttöohjeessa yleistä termiä "tuoli" käytetään, kun ominaisuus on jaettu kaikille sarjan malleille. Yksittäisen tuolin nimeä käytetään, kun ominaisuudet eroavat toisistaan.

[Tyypilliset käyttäjät]

Malli S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E :n tyypillisiä käyttäjiä ovat sotilaat, urheiluharrastajat, ensiapupalvelut, EMS, eräpelastus, hiihtopartiot, ulkoiluseikkailijat, turvallisuusinsinöörit, Eläinlääkärit ja monet muut ammattilaiset.

[Käyttöohjeet]

Tuolin taittaminen ja avaaminen



[Puhdistus ja desinfiointi]

Pyyhi kaikki pinnat desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita levitystavasta ja kosketusajasta. Ferno suosittelee, että tarkistat tuolin vaurioiden varalta desinfioimalla sitä.

[Tuolin tarkastus]

Pyydä laitteiden huoltohenkilöstöä tarkastamaan tuoli säännöllisesti.

Jos tarkastuksessa ilmenee vaurioita tai liiallista kulumista, poista tuoli käytöstä, kunnes se on korjattu.

[Osat ja palvelut]

Jos haluat tilata Ferno-osia ja tuolien ammattimaista korjausta varten, ota yhteyttä FERNO:on tai Ferno-jälleenmyyjään. Jakelijasi on ainoa edustaja, jonka Ferno on valtuuttanut hallitsemaan, huoltamaan ja korjaamaan Fernon tuotteita.

Ferno Norden Oy Yhteystiedot:

Ferno Norden Oy

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Puh: + 358 (0) 29 1700 454

Mail: foy@fernonorden.com

[Varastointi]

Vältä korkeita lämpötiloja ja kosteutta

[Vaatimustenmukaisuusvakuutus]

Tässä oppaassa mainitut mallit S-240E, S-242 E, 40-E, 42-E on suunniteltu, valmistettu ja testattu täyttämään EN 1789- ja EN 1865 -standardien vaatimukset.



Varoitus

Käytä tätä lääkärin tai sairaanhoitajan ohjauksessa



Ferno Washingtomb Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento,
Bologna, Italia
+39,051,6860028

