

Open - Remove – Apply – Secure with bandage

**EN** Application:

Burn gel is mainly used for covering burns and scalds and to keep the wound moist. The product is used in emergency situations for 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> degree burn wounds. It draws the heat out of a burn and relieves the pain. The skin is cooled and the wound is protected against airborne contamination. Sterile trauma hydrogel burn dressing

**FR**

Le gel brûlures est utilisé pour apaiser les brûlures et éraflures. La zone lésée va être humidifiée. A utiliser en cas de brûlures du premier et du second degré. Le gel va diminuer la chaleur de la brûlure et soulager la douleur. La peau est refroidie et protégée contre les infections.

**IT**

Burn gel si usa principalmente per la copertura di ustioni e abrasion e per mantenere umide le ferite. Il prodotto si usa in situazioni di emergenza per ustioni di primo e di second grado. Reduce il calore e attenua il dolore. Da'una sensazione di freschezza sulla pelle e la ferita è protetta dalle infezioni.

**DE**

Burn gel wird hauptsächlich zur Abdeckung der Wunden von Verbrennungen verwendet, um die Wunden feucht zu halten. Das Produkt wird im Notfall für Brandwunden ersten und zweiten Grades verwendet. Das Produkt entzieht der Verbrennung Wärme. Lindert die Schmerzen, kühlt die Haut und schützt vor Kontamination durch die Luft.

**NL**

Brandwondengel wordt voornamelijk gebruikt voor het afdekken van brand- en schaafwonden en om de wond vochtig te houden. Het product wordt in noodgevallen gebruikt voor 1<sup>e</sup> graads en 2<sup>e</sup> graads brandwonden. Het trekt de hitte uit een brandwond en verlicht de pijn. De huid wordt gekoeld en de wond wordt beschermd tegen infecties.

**ES**

Burn Gel, se usa principalmente para cubrir las heridas de quemaduras y mantener las heridas húmedas. El producto es de emergencia utilizado para heridas de quemaduras de 1<sup>er</sup> y 2<sup>o</sup> grado. El product extrae el calor de una quemadura mientras alivia el dolor, enfría la piel y protegé contra la contaminación del aire.

**FI**

Burn gel on suunniteltu käytettäväksi 1. ja 2. Asteen palovammojen ensiapuun, sekä hiertymien ja auringonpolttamien hoitoon. Tuote viilentää palovamma-alueita, lievittää kipua, kosteuttaa, sekä suojaa haavaa infektioilta.

**DA**

Anvendelse:

Burn gel bruges hovedsageligt til at dække forbrændinger og skoldninger og til at holde såret fugtigt.

Produktet bruges i nødsituationer til første og anden graders forbrændinger.

Det trækker varmen ud af en forbrænding og lindrer smerten.

Huden afkøles og såret beskyttes mod luftbåren forurening.

Steril trauma-hydrogel-brandforbinding

**NN**

Bruk:

Branngele brukes hovedsakelig til å dekke brannsåre og holde såret fuktig. Dette produktet brukes i nødsituasjoner for første- og andregrads brannsåre. Det trekker ut varmen fra en brannskade og lindrer smerten. Huden kjøles ned og såret beskyttes mot luftbåren forurensning. Steril traumehydrogelforbinding for bruk på brannsåre

**SV**

Användning:

Brännigel används främst för att täcka brännskador och skållningar och för att hålla såret fuktigt.

Produkten används i nödsituationer för brännskador av 1:a och 2:a graden.

Den drar ut värmen ur brännskadan och lindrar smärtan.

Huden kyls och såret skyddas mot luftburna föroreningar.

Sterilt sårforband av hydrogel för brännskador vid trauma