

Medical Splint Instructions

EN [Product Name] Medical Splint

[Modle]AZ-ST, AZ-ST-R100XL, AZ-ST-R100L, AZ-ST-R100, AZ-ST-R92XL, AZ-ST-R92L, AZ-ST-R92, AZ-ST-R76, AZ-ST-R61, AZ-ST-R50, AZ-ST-R46, AZ-ST-R45, AZ-ST-F100XL, AZ-ST-F100L, AZ-ST-F100, AZ-ST-F92XL, AZ-ST-F92L, AZ-ST-F92, AZ-ST-F76, AZ-ST-F61, AZ-ST-F50, AZ-ST-F46, AZ-ST-F45, AZ-ST-25, AZ-ST-23, AZ-ST-12, AZ-ST-05, AZ-ST-04, AZ-WLP, AZ-WLP-01, AZ-WLP-02, AZ-WLP-03, AZ-WLP-04, AZ-WLP-05, AZ-WLP-06, AZ-WLP-07, AZ-WLP-08, AZ-WLP-09, AZ-WST, AZ-WST-01, AZ-WST-02, AZ-WST-03, AZ-WST-04, AZ-FCK, AZ-FCK-01, AZ-FCK-02, AZ-STK, AZ-SAB, AZ-RWA, AZ-RWB, AZ-WBA, AZ-WBB, AZ-KB, AZ-MST, AZ-AST

[Intended Use]

It is physical supports for injured patients to secure or support patients in first aids or physical therapy.

TheMedical Splint is worn on the patients' upper or lower extremities to support, correct and prevent deformities, or align bodystructures for functional improvement.

[Application]

The medical splint is the emergency splint of choice for: First Responders, EMS, Military Medics, Athletic Trainers, Wilderness Rescue, Ski Patrols, Outdoor Adventurers, Safety Engineers, Veterinarians, and more.

[Directions for use]

1.Make the medical splint to suitable shape to fracture part

2.Fixation together fracture part and medical splint with bandage or straps

[Cleaning and Disinfection]

If you decide to re-use Splint, it should be initially cleaned using acloth or sponge soaked with soap and water or a mild detergent to remove gross contamination. Any blood, body fluids, tissue or other soil materials should be completely removed prior to disinfection.

Next, prepare a dilution of sodium hypochlorite bleach (for example Clorox, White King) for a final concentration of 0.625% to 0.7%. This can typically be done with one-part bleach to 9 parts of water with normal household bleach, or one-partbleach to 11 parts of water for“concentrated” bleach.

Fully immerse Splint in the diluted bleach solution ensuring all air bubbles are removed from the Splint by wiping each of the surfaces (including the sides) with a clean cloth while in the bleach solution. Allow Splint to remain submerged in the bleach solution for 10 minutes following wiping.

ALWAYS rinse Splint thoroughly with running water following immersion then allow to air dry or towel dry before placing it back into service.

[Storage] Avoid high temperature & moisture

[Shelf life] Five years

 **Attention**

Please use under the guidance of the doctor or nurse.

GE [Produktname]MedizinischeSchiene

[Modell]AZ-ST, AZ-ST-R100XL, AZ-ST-R100L, AZ-ST-R100, AZ-ST-R92XL, AZ-ST-R92L, AZ-ST-R92, AZ-ST-R76, AZ-ST-R61, AZ-ST-R50, AZ-ST-R46, AZ-ST-R45, AZ-ST-F100XL, AZ-ST-F100L, AZ-ST-F100, AZ-ST-F92XL, AZ-ST-F92L, AZ-ST-F92, AZ-ST-F76, AZ-ST-F61, AZ-ST-F50, AZ-ST-F46, AZ-ST-F45, AZ-ST-25, AZ-ST-23, AZ-ST-12, AZ-ST-05, AZ-ST-04, AZ-WLP, AZ-WLP-01, AZ-WLP-02, AZ-WLP-03, AZ-WLP-04, AZ-WLP-05, AZ-WLP-06, AZ-WLP-07, AZ-WLP-08, AZ-WLP-09, AZ-WST, AZ-WST-01, AZ-WST-02, AZ-WST-03, AZ-WST-04, AZ-FCK, AZ-FCK-01, AZ-FCK-02, AZ-STK, AZ-SAB, AZ-RWA, AZ-RWB, AZ-WBA, AZ-WBB, AZ-KB, AZ-MST, AZ-AST

[Verwendungszweck]Es handelt sich um körperliche Stützen für verletzte Patienten, um den Patienten bei der Ersten Hilfe oder der physikalischen Therapie zu sichern oder zu unterstützen. Die medizinische Schiene wird an den oberen oder unteren Extremitäten des Patienten getragen, um Deformitäten zu stützen, zu korrigieren und vorzubeugen oder um Körperstrukturen auszurichten und so die Funktion zu verbessern.

[Anwendung]

Die medizinische Schiene ist die Notfallschiene der Wahl für: Militärmediziner, Sporttrainer, Ersthelfer, Rettungsdienste, Wildnisrettung,Ski-Patrouillen, Outdoor-Abenteurer, icherheitsingenieure, Tierärzte und mehr.

[Gebrauchsanweisung]

1. Bringen Sie die medizinische Schiene in die passende Form für den Bruchteil

Fixierung des Bruchteils und der medizinischen Schiene mit Bandagen oder Gurten

Besonderheit:

Leicht und kompakt

eine verletzte Gliedmaße schnell ruhigstellen

Wasserdicht und röntgendurchlässig

Latexfrei

[Reinigung und Desinfektion]

Wenn Sie Splint wiederverwenden möchten, sollte es zunächst mit einem milden Reinigungsmittel getränkten Tuch oder Schwamm gereinigt werden, um grobe Verunreinigungen zu entfernen. Blut, Körperflüssigkeiten, Gewebe oder andere Verschmutzungen sollten vor der Desinfektion vollständig entfernt werden.

Bereiten Sie anschließend eine Verdünnung von Natriumhypochlorit-Bleichmittel (z. B. Clorox, White King) mit einer Endkonzentration von 0,625 % bis 0,7 % vor. Dies kann in der Regel mit einem Teil Bleichmittel auf 9 Teile Wasser bei normalem Haushaltsbleichmittel oder einem Teil Bleichmittel auf 11 Teile Wasser bei „konzentriertem“ Bleichmittel erfolgen.

Tauchen Sie die Schiene vollständig in die verdünnte Bleichlösung ein und stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen aus der Schiene entfernt werden, indem Sie alle Oberflächen (einschließlich der Seiten) mit einem sauberen Tuch abwischen, während sie sich in der Bleichlösung befindet. Lassen Sie die Schiene nach dem Abwischen 10 Minuten lang in der Bleichlösung eingetaucht.

Spülen Sie die Schiene nach dem Eintauchen IMMER gründlich unter fließendem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft oder mit einem Handtuch trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

[Lagerung]Vermeiden Sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit .

[Haltbarkeit:]Fünf Jahre

 **Achtung**

Bitte unter Anleitung des Arztes oder der Krankenschwester verwenden.

FR [Nom du produit] Attelle médicale

[Modèle]AZ-ST, AZ-ST-R100XL, AZ-ST-R100L, AZ-ST-R100, AZ-ST-R92XL, AZ-ST-R92L, AZ-ST-R92, AZ-ST-R76, AZ-ST-R61, AZ-ST-R50, AZ-ST-R46, AZ-ST-R45, AZ-ST-F100XL, AZ-ST-F100L, AZ-ST-F100, AZ-ST-F92XL, AZ-ST-F92L, AZ-ST-F92, AZ-ST-F76, AZ-ST-F61, AZ-ST-F50, AZ-ST-F46, AZ-ST-F45, AZ-ST-25, AZ-ST-23, AZ-ST-12, AZ-ST-05, AZ-ST-04, AZ-WLP, AZ-WLP-01, AZ-WLP-02, AZ-WLP-03, AZ-WLP-04, AZ-WLP-05, AZ-WLP-06, AZ-WLP-07, AZ-WLP-08, AZ-WLP-09, AZ-WST, AZ-WST-01, AZ-WST-02, AZ-WST-03, AZ-WST-04, AZ-FCK, AZ-FCK-01, AZ-FCK-02, AZ-STK, AZ-SAB, AZ-RWA, AZ-RWB, AZ-WBA, AZ-WBB, AZ-KB, AZ-MST, AZ-AST

[Usage prévue]Il s'agit de supports physiques destinés aux

patients blessés pour sécuriser ou soutenir les patients lors des premiers soins ou de la physiothérapie.L'attelle médicale est portée sur les membres supérieurs ou inférieurs des patients pour soutenir, corriger et prévenir les déformations, ou aligner.les structures corporelles pour une amélioration fonctionnelle.

[Application]L'attelle médicale est l'attelle d'urgence de choix pour : les médecins militaires, les entraîneurs sportifs, les premiers intervenants, les services médicaux d'urgence, les secours en milieu sauvage, les patrouilles de ski, les aventuriers en plein air, les ingénieurs de sécurité, les vétérinaires, et plus encore.

[Mode d'emploi]1. Donnez à l'attelle médicale la forme appropriée pour fracturer la partie. Fixation ensemble de la pièce de fracture et de l'attelle médicale avec un bandage ou des sangles.

[Nettoyage et désinfection]

Si vous décidez de réutiliser l'attelle, celle-ci doit d'abord être nettoyée à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibée d'eau savonneuse ou d'un détergent doux afin d'éliminer les salissures importantes. Tout sang, liquide corporel, tissu ou autre matière sale doit être complètement éliminé avant la désinfection.

Préparez ensuite une solution diluée d'eau de Javel à base d'hypochlorite de sodium (par exemple Clorox, White King) pour obtenir une concentration finale comprise entre 0,625 % et 0,7 %.

Pour ce faire, mélangez généralement une part d'eau de Javel pour 9 parts d'eau avec de l'eau de Javel domestique normale, ou une part d'eau de Javel pour 11 parts d'eau avec de l'eau de Javel « concentrée ».

Immergez complètement l'attelle dans la solution d'eau de Javel diluée en veillant à éliminer toutes les bulles d'air de l'attelle en essuyant chacune de ses surfaces (y compris les côtés) avec un chiffon propre pendant qu'elle est dans la solution d'eau de Javel. Laissez l'attelle immergée dans la solution d'eau de Javel pendant 10 minutes après l'avoir essuyée.

Rincez TOUJOURS soigneusement l'attelle à l'eau courante après l'immersion, puis laissez-la sécher à l'air libre ou essuyez-la avec une serviette avant de la remettre en service.

[Stockage]Évitez les températures élevées et l'humidité.

[Durée de conservation]Cinq ans



Veuillez utiliser sous la direction d'un médecin ou d'une infirmière .

IT [Nome prodotto]Steccamedica

[Modello]AZ-ST, AZ-ST-R100XL, AZ-ST-R100L, AZ-ST-R100, AZ-ST-R92XL, AZ-ST-R92L, AZ-ST-R92, AZ-ST-R76, AZ-ST-R61, AZ-ST-R50, AZ-ST-R46, AZ-ST-R45, AZ-ST-F100XL, AZ-ST-F100L, AZ-ST-F100, AZ-ST-F92XL, AZ-ST-F92L, AZ-ST-F92, AZ-ST-F76, AZ-ST-F61, AZ-ST-F50, AZ-ST-F46, AZ-ST-F45, AZ-ST-25, AZ-ST-23, AZ-ST-12, AZ-ST-05, AZ-ST-04, AZ-WLP, AZ-WLP-01, AZ-WLP-02, AZ-WLP-03, AZ-WLP-04, AZ-WLP-05, AZ-WLP-06, AZ-WLP-07, AZ-WLP-08, AZ-WLP-09, AZ-WST, AZ-WST-01, AZ-WST-02, AZ-WST-03, AZ-WST-04, AZ-FCK, AZ-FCK-01, AZ-FCK-02, AZ-STK, AZ-SAB, AZ-RWA, AZ-RWB, AZ-WBA, AZ-WBB, AZ-KB, AZ-MST, AZ-AST

[Uso previsto]Si tratta di supporti fisici per i pazienti feriti per proteggere o supportare i pazienti nei primi soccorsi o nella terapia fisica.La stecca medica viene indossatasugli arti superiori o inferiori dei pazienti per sostenere, correggere e prevenire deformità o.allineare le strutture corporee per il miglioramento funzionale.

[Applicazione]La stecca medica è la stecca di emergenza scelta da: medici militari, preparatori atletici, primi soccorritori, EMS, salvataggio nella natura selvaggia, pattuglie di sci, avventurieri all'aperto, ingegneri della sicurezza, veterinari e altro ancora.

[Istruzioni per l'uso]1.Rendere la stecca medica nella forma adatta alla parte fratturataFissaggio insieme della parte della frattura e della stecca medica con benda o cinghie .

Caratteristica:

Leggero e compatto  
mmobilizzare rapidamente un arto ferito  
Impermeabile e radiotrasparente  
Senza latex

[Puliziaedisinfezione]Se si decide di riutilizzare Splint, è necessario pulirlo inizialmente con un panno o una spugna imbevuti di acqua e sapone o di un detergente delicato per rimuovere lo sporco più evidente. Qualsiasi traccia di sangue, fluidi corporei, tessuti o altro materiale sporco deve essere

completamente rimossa prima della disinfezione.

Successivamente, preparare una soluzione diluita di candeggina a base di ipoclorito di sodio (ad esempio Clorox, White King) con una concentrazione finale compresa tra lo 0,625% e lo 0,7%.

In genere, è possibile ottenere questa concentrazione mescolando una parte di candeggina con nove parti di acqua nel caso di candeggina domestica normale, oppure una parte di candeggina con undici parti di acqua nel caso di candeggina "concentrata".

Immergere completamente la stecca nella soluzione di candeggina diluita assicurandosi che tutte le bolle d'aria vengano rimosse dalla stecca strofinando ciascuna delle superfici (compresi

i lati) con un panno pulito mentre si trova nella soluzione di candeggina. Lasciare la stecca immersa nella soluzione di candeggina per 10 minuti dopo averla strofinata.

Sciacquare SEMPRE accuratamente la stecca con acqua corrente dopo l'immersione, quindi lasciarla asciugare all'aria o con un asciugamano prima di rimetterla in uso.

[Conservazione]Evitare temperature elevate e umidità.

[Durata di conservazione] Cinque anni



Si prega di utilizzare sotto la guida del medico o dell'infermiere.

[Labels, Packing Logo Design]

| Symbol | Introductions             | Symbol | Introductions                                       |
|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|        | CE Symbol                 |        | AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY |
|        | medical device            |        | AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE SWITZERLAND        |
|        | Manufacturer Name Address |        | Manufacture Date                                    |
|        | Batch Code                |        | Use-by date                                         |
|        | Warnings and Precautions  |        | Consult instructions for use                        |
|        | Catalog Number            |        | Do not use if package is damaged                    |
|        | Unique Device Identifier  |        | Importer                                            |

 Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd.  
500 meters, Nan Sucun, Anping County,  
Hengshui City, Hebei Province,053600,  
China.Tel:+86 13932089888  
www.med-resq.com

 MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse10,48163Münster,Germany

 MedNet SWISS GmbH  
D4 Platz 4 ,6039 Root D4,Switzerland

Date: Jul. 17, 2025 Version: A/4