

CVN Arctic Baby+Wrap

Intended use:

To prevent hypothermia and to maintain normothermia for newborn babies, term and premature.



ENG: Baby+Wrap instructions for use:

1. Unpack the product and straighten the soft side of the Baby+Wrap.
2. Lower the child into the Baby+Wrap so that its feet go inside the fold and the head inside the hood. Remember to support the child's neck.
3. Turn the edges of the Baby+Wrap forward to protect the baby so that only its face is visible.
4. Baby+Wrap can also be used to protect a child during skin contact.

SWE: Baby+Wrap instruktioner:

1. Packa upp produkten och räta ut den mjuka sidan av Baby+Wrap.
2. Lägg ner barnet i Baby+Wrap så att fötterna går in i vecket och huvudet inuti huven. Kom ihåg stödja barnets nacke.
3. Vrid kanterna på Baby+Wrap framåt för att skydda barnet så att endast dess ansikte är synligt.
4. Baby+Wrap kan också användas för att skydda ett barn under hudkontakt.

DAN: Baby + Wrap instruktioner til brug:

1. Pak produktet ud, og ret den bløde side af Baby + Wrap ud.
2. Læg barnet ned i Baby + Wrap, så dets fødder går ind i folden og hovedet inden i hættten. Husk at støtte barnets nakke.
3. Vend kanterne på Baby + Wrap fremad for at beskytte barnet, så kun dets ansigt er synligt.
4. Baby + Wrap kan også bruges til at beskytte et barn under hudkontakt.

NOR: Baby + Wrap bruksanvisning:

1. Pakk ut produktet og legg den myke og hvite siden av Baby + Wrap opp.
2. Legg barnet ned i Baby + Wrap slik at føttene går inn i brettet og hodet inni hetten. Husk å støtte barnets nakke.
3. Vri kantene på Baby + Wrap fremover for å beskytte babyen slik at bare ansiktet er synlig.
4. Baby + Wrap kan også brukes til å beskytte et barn under hudkontakt.

FIN: Baby + Wrap -käyttöohjeet:

1. Pura tuote pakkauksesta ja suorista tuote pehmeä puoli ylöspäin.
2. Laske lapsi Baby + Wrapin sisään siten, että sen jalat menevät taitoksen sisään ja pää hupun sisään. Muista tukea lapsen päätä.
3. Käännä Baby + Wrapin reunat potilaan yli siten, että vain sen kasvot näkyvät.
4. Baby + Wrapia voidaan käyttää suojaamaan lasta kylmältä myös ihokontaktin aikana.



Store in a cool dry place, out of direct sunlight, off the floor.



n/a

Adverse event notice:

Carevision Oy
Hiltusentie 26 A 2
90620 Oulu
FINAND
+358456431439
info@cvn.fi



Orvec International Limited
Malmo Road



CS Lifesciences Europe Ltd, 3 Inn Quay,
Dublin 7, Ireland, eurep@cslifesciences.com



Orvec International Limited
Malmo Road
Hull
HU7 0YF

CAREVISION OY NCAGE: A843G, NSN: 4240-58-001-4382

