

SUOMI

Tämä asiakirja sisältää yleisiä turvallisuus- ja varoitustietoja, jotka koskevat Ferno-tuotteita. Ota yhteyttä Fernoon tai Ferno-jälleenmyyjään.

Varoitus

varoituserkinnät ilmoittavat mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka ei vältetä, saattaa johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.



VAROITUS

Kouluttamaton käyttäjä voi aiheuttaa vammoja tai loukkaantua itse. Salli vain koulutettu käyttäjä käyttää paareja.

Virheellinen käyttö paareilla voivat aiheuttaa vaurioita. Käytä paareja vain siihen tarkoitukseen kun kuvattu tässä käyttöohjeessa.

Virheellinen toiminta voi aiheuttaa vammoja. Käytä paareja vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

Valvoton potilas voi loukkaantua. Älä jätä potilasta valvomatta.

Kiinnittämätön potilas voi loukkaantua. Käytä potilas turvalaitteita turvaamaan potilas paareilla.

Virheellinen huolto voi aiheuttaa vammoja. Huolla paarit vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla.

Virheeliset osat ja huolto voi aiheuttaa vammoja. Käytä vain Fernon osia ja Ferno hyväksymää huoltoliikettä paareille.

Paarien muokkaaminen voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita. Käytä paareja vain Fernon suunnittelema tavalla.

Huomautus

Tärkeä huomautus korostaa tärkeitä käytön tai huollon-ohjeita. Noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai omaisuusvahinkoihin.

HUOMAUTUS

Desinfiointiaineet, puhdistusaineet, valkaisuaineet, fenoliset tai jodia sisältävät aineet voivat aiheuttaa vahinkoa tuotteelle. Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät näitä kemikaaleja.