




## Najo® Backboard Series



	Najo Lite	RediHold®
<b>A</b>	72" (1830 mm)	72" (1830 mm)
<b>B</b>	16" (410 mm)	16" (410 mm)
<b>C</b>	1.75" (45 mm)	1.75" (45 mm)
	14.5 lb (6.6 kg)	16 lb (7.2 kg)
	450 lb (204 kg)	600 lb (272 kg)
	154 lb (69 kg)	136 lb (62 kg)



Ferno-Washington, Inc.  
70 Weil Way  
Wilmington, OH 45177-9371, U.S.A.  
1.937.382.1451



FERNO S.r.l.  
Via B. Zallone n.26  
40066 Pieve di Cento (BO), Italy  
+39 (051) 6860028



Ferno (UK) Ltd.  
Ferno House, Stubs Beck Lane, Cleckheaton,  
West Yorkshire, BD19 4TZ, UK  
+44 (0) 1274 851 999



## Description

Ferno® Najo® backboards are emergency hand-carried stretchers designed to provide rigid support for a patient with suspected spine, hip, pelvis, or lower extremity injury. It is for professional use only.

## General Guidelines for Use

Medical advice is beyond the parameters of this manual. It is the operators' responsibility to ensure safe practices during use of the product. A minimum of two trained operators is required. Operators must:

- Read and understand this manual.
- Train and practice on proper use of the backboard following standard emergency patient-handling procedures. Keep training records.
- Inspect the backboard and confirm it is in good condition.
- Communicate with one another and use coordinated movements to maintain control of the backboard.
- Stay with the patient at all times.
- Use additional trained help when working with heavy loads (patient plus equipment).
- Always use patient restraints, following the instructions in the restraint users' manual. Follow local service's protocols and government requirements.
- If speed-clip pins are installed, confirm the restraint speed clips are securely attached to the pins.
- Do not attach speed-clip pins or use the handholds as part of a technical rescue lifting system. Lift and carry the backboard only by hand, grasping the handholds. Place the backboard inside a basket for technical rescue.

## Disinfecting and Cleaning

Remove the restraints from the backboard before cleaning and disinfecting. Refer to the restraints users' manual for instructions.



Wipe all surfaces with disinfectant. Follow the disinfectant manufacturer's instructions for application method and contact time.



Hand clean with warm water and a mild detergent. Rinse with warm, clear water. Dry with a towel or allow it to air-dry.

## Ferno Customer Relations

For ordering assistance or general information, contact your Ferno distributor or Ferno Customer Relations.

Information	<a href="http://www.ferno.com">www.ferno.com</a>
Authorized Service	<a href="http://ferno.com/service-and-support">ferno.com/service-and-support</a>
U.S., Canada	1.877.733.0911
International	+1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Complete English Users' Manual available at: [www.ferno.com](http://www.ferno.com).



## WARNING

**Professional use by trained operators only. Use the product only for its intended purpose.**

**Improper use, operation, or maintenance can cause injury. Use, operate, and maintain only as instructed.**

**An unattended or unrestrained patient can be injured. Always stay with the patient and use patient restraints.**

**Improper parts, modifications, or items not designed for the product can cause injury. Use only Ferno-approved parts and service. Attach only approved items. Do not modify the product.**

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Follow training protocol		Load capacity
	Disinfecting		Product weight
	Cleaning		Buoyancy
	Use proper restraints		

## NOTICE

Do not use disinfectants or cleaners containing phenolics or iodines. If bleach is used, rinse with plenty of clear water to remove bleach residue.

Do not use abrasive materials to clean the backboard.

Do not immerse restraint metal buckles, slide bars, and clips in liquids or by washing-machine action.

## Inspection Checklist

- Is the backboard free of cracks, crevices, and punctures?
- If the backboard is fitted with speed clip pins, are all pins solidly installed and free of cracks or damage?
- Is patient-restraint webbing in good condition with no cuts or frayed edges?
- Are patient-restraint buckles free of visible damage and do they operate properly?

If inspection shows damage or excessive wear other than for speed clip pins, remove the backboard from service and destroy to prevent accidental use. Speed clip pins are replaceable (Part # 090-5802).

## Adverse Event Notice

In the event of an adverse event or serious incident related to the use of this device, the end user/operator must report the incident to Ferno at 1-877-733-0911 or via email at [tscoordinator@ferno.com](mailto:tscoordinator@ferno.com). If the incident occurred outside of the U.S., report it to Ferno's Authorized Representative for that area.

## Disposal

Prior to disposal, clean and disinfect the product according to instructions in this manual. Recycle or dispose of the product following local protocols and regulations. Do not dispose of the product in municipal waste.

## Beskrivelse

Ferno® Najo® bagplader er håndbårne nødbårer designet til at give stiv støtte til en patient med mistanke om skade på rygsøjlen, hoften, bækkenet eller underekstremiteterne. Den er kun til professionel brug.

## Generelle retningslinjer for brug

Medicinsk rådgivning ligger uden for parametrene i denne manual. Det er operatørernes ansvar at sikre sikker praksis under brug af produktet. Der kræves minimum to uddannede operatører. Operatører skal:

- Læs og forstå denne manual.
- Træn og øv dig i korrekt brug af bagpladen ved at følge standardprocedurer for akut patienthåndtering. Følg træningsoptegnelser.
- Undersøg bagpladen og bekræft, at den er i god stand.
- Kommuniker med hinanden og brug koordinerede bevægelser for at bevare kontrollen over bagpladen.
- Bliv altid hos patienten.
- Brug ekstra uddannet hjælp, når du arbejder med tunge belastninger (patient plus udstyr).
- Brug altid patientfastholdelsesordninger, og følg instruktionerne i brugervejledningen til fastholdelsesordningen. Følg den lokale tjenestes protokoller og regeringskrav.
- Hvis der er monteret speed-clip-stifter, skal du kontrollere, at fastholdelses-hastighedsclipsene er sikkert fastgjort til pindene.
- Fastgør ikke speed-clip-stifter eller brug håndtagene som en del af et teknisk redningsløftesystem. Løft og bær kun bagpladen i hånden, og tag fat i håndtagene. Placer bagpladen i en kurv til teknisk redning.

## Desinficering og rengøring

Fjern fastspændingerne fra bagpladen før rengøring og desinficering. Se brugervejledningen til fastholdelsesordninger for instruktioner.



Tør alle overflader af med desinfektionsmiddel. Følg desinfektionsmiddelproducentens instruktioner for påføringsmetode og kontakttid.



Håndrens med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Skyl med varmt, klart vand. Tør med et håndklæde eller lad det lufttørre.

## Fernos kundeforhold

For bestillingshjælp eller generel information, kontakt din Ferno-distributør eller Ferno-kunderelationer.

Information	<a href="http://www.ferno.com">www.ferno.com</a>
Autoriseret service	<a href="http://ferno.com/service-and-support">ferno.com/service-and-support</a>
USA, Canada	1.877.733.0911
International	+ 1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Komplet engelsk brugermanual tilgængelig på: [www.ferno.com](http://www.ferno.com).

**PATENTS**  
[ferno.com/patents](http://ferno.com/patents)

## ⚠ ADVARSEL

**Kun professionel brug af uddannede operatører. Brug kun produktet til dets tilsigtede formål.**

**Forkert brug, betjening eller vedligeholdelse kan forårsage personskade. Brug, betjening og vedligehold kun som anvist.**

**En uovervåget eller uhammet patient kan komme til skade. Bliv altid hos patienten og brug patientfastholdelsesordninger.**

**Ukorrekte dele, modifikationer eller genstande, der ikke er designet til produktet, kan forårsage personskade. Brug kun Ferno-godkendte dele og service. Vedhæft kun godkendte varer. Modificer ikke produktet.**

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Følg træningsprotokol		Belastningskapacitet
	Desinficerer		Produktets vægt
	Rensning		Opdrift
	Brug korrekte fastholdelsesordninger		

## MEDDELELSE

Brug ikke desinfektionsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder fenoler eller jod. Hvis der bruges blegemiddel, skylles med rigeligt rent vand for at fjerne blegemiddelrester. Brug ikke slibende materialer til at rengøre bagpladen. Nedsenk ikke metalspænder, glidestænger og clips i væsker eller ved hjælp af vaskemaskine.

## Kontroltjekliste

- Er bagpladen fri for revner, sprækker og punkteringer?
- Hvis bagpladen er udstyret med speed clip-stifter, er alle stifter solidt installeret og fri for revner eller skader?
- Er bånd til patientfastholdelse i god stand uden snit eller flossede kanter?
- Er patientfastholdesspænder fri for synlige skader, og fungerer de korrekt?

Hvis inspektion viser skader eller overdreven slitage, bortset fra speed clip-stifter, skal bagpladen tages ud af drift og ødelægges for at forhindre utilsigtet brug. Hastighedsclipsstifter kan udskiftes (del # 090-5802).

## Meddelelse om uønskede hændelser

I tilfælde af en uønsket hændelse eller alvorlig hændelse relateret til brugen af denne enhed, skal slutbrugeren/operatøren rapportere hændelsen til Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-mail på [tscoordinator@ferno.com](mailto:tscoordinator@ferno.com). Hvis hændelsen fandt sted uden for USA, skal du rapportere det til Fernos autoriserede repræsentant for det pågældende område.

## Bortskaffelse

Før bortskaffelse skal produktet rengøres og desinficeres i henhold til instruktionerne i denne vejledning. Genbrug eller bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale protokoller og regler. Smid ikke produktet i husholdningsaffaldet.

## Kuvaus

Ferno® Najo® -taustalaudat ovat hätätilanteessa kannettavia paareja, jotka on suunniteltu tarjoamaan jäykkää tukea potilaalle, jolla on epäilty selkäranka-, lonkka-, lantio- tai alaraajavamman. Se on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

## Yleiset käyttöohjeet

Lääketeieteelliset neuvot ovat tämän oppaan parametrien ulkopuolella. Käyttäjien vastuulla on varmistaa turvalliset käytännöt tuotteen käytön aikana. Vähintään kaksi koulutettua kuljettajaa vaaditaan. Operaattoreiden tulee:

- Lue ja ymmärrä tämä käyttöopas.
- Harjoittele ja harjoittele takalevyn oikeaa käyttöä noudattamalla tavallisia hätätilanteen potilaan käsittelymenetelmiä. Pidä harjoituskirjaa.
- Tarkasta takalevy ja varmista, että se on hyvässä kunnossa.
- Kommunikoiki keskenään ja käytä koordinoituja liikkeitä takalaudan hallinnan ylläpitämiseksi.
- Pysy potilaan kanssa koko ajan.
- Käytä koulutettua lisäapua, kun työskentelet raskaiden kuormien kanssa (potilas ja laitteet).
- Käytä aina potilaan kiinnityslaitteita turvalaitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Noudata paikallisen palvelun protokollia ja viranomaisten vaatimuksia.
- Jos nopeussäätimen tapit on asennettu, varmista, että rajoittimen nopeuspidikkeet on kiinnitetty tiukasti tapeihin.
- Älä kiinnitä pikakiinnitystappeja tai käytä kädensijoja osana teknistä pelastusnostojärjestelmää. Nosta ja kanna takalautaa vain käsin pitäen kiinni kädensijoista. Aseta takalevy koriin teknistä pelastusta varten.

## Desinfiointi ja puhdistus

Irrota rajoittimet taustalevystä ennen puhdistamista ja desinfiointia. Katso ohjeet turvalaitteiden käyttäjän käsikirjasta.



Pyyhi kaikki pinnat desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita levitysmenetelmästä ja kosketusajasta.



Käsinpesu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee lämpimällä, kirkkaalla vedellä. Kuivaa pyyhkeellä tai anna kuivua ilmassa.

## Fernon asiakassuhteet

Tilausapua tai yleisiä tietoja varten ota yhteyttä Ferno-jälleenmyyjäsi tai Fernon asiakassuhteisiin.

Tiedot	<a href="http://www.ferno.com">www.ferno.com</a>
Valtuutettu huolto	<a href="http://ferno.com/service-and-support">ferno.com/service-and-support</a>
USA, Kanada	1.877.733.0911
Kansainvälinen	+ 1 937 382 1451
Faksi	1.888.388.1349



Täydellinen englanninkielinen käyttöopas saatavilla osoitteessa: [www.ferno.com](http://www.ferno.com).

**PATENTS**  
[ferno.com/patents](http://ferno.com/patents)



## VAROITUS

Vain koulutettujen käyttäjien ammattikäyttöön. Käytä tuotetta vain sen aiottuun tarkoitukseen.

Väärä käyttö, käyttö tai huolto voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä, käytä ja huoltaa vain ohjeiden mukaisesti.

Valvotom tai kiinnittämätön potilas voi loukkaantua. Pysy aina potilaan kanssa ja käytä potilaan turvalaitteita.

Väärät osat, muutokset tai tuotteet, joita ei ole suunniteltu tuotteeseen, voivat aiheuttaa vammoja. Käytä vain Fernon hyväksymiä osia ja huoltoa. Liitä vain hyväksytyjä kohteita. Älä muokkaa tuotetta.

Symboli	Määritelmä	Symboli	Määritelmä
	Noudata harjoitusprotokollaa		Kantavuus
	Desinfiointi		Tuotteen paino
	Puhdistus		Kelluvuus
	Käytä asianmukaisia rajoituksia		

## HUOMAUTUS

Älä käytä fenoleja tai jodia sisältäviä desinfiointi- tai puhdistusaineita. Jos käytät valkaisuainetta, huuhtelee runsaalla kirkkaalla vedellä valkaisuainejäämien poistamiseksi.

Älä käytä hankaavia materiaaleja taustalevyn puhdistamiseen.

Älä upota turvalaitteiden metallisolkia, liukutankoja ja pidikkeitä nesteeseen tai pesukoneella.

## Tarkastuksen tarkistuslista

- Onko takalevyssä halkeamia, halkeamia ja puhjemia?
- Jos taustalevyssä on pikakiinnitysnastat, ovatko kaikki tapit tukevasti asennettu ja niissä ei ole halkeamia tai vaurioita?
- Onko potilaan turvavyö hyvässä kunnossa ilman viiltoja tai rispaantuneita reunoja?
- Ovatko potilaan turvaistuimen soljet ilman näkyviä vaurioita ja toimivatko ne oikein?

Jos tarkastuksessa havaitaan muita vaurioita tai liiallista kulumista kuin pikaliittimien tapeissa, poista taustalevy käytöstä ja tuhoa se tahattoman käytön estämiseksi. Speed clip tapit ovat vaihdettavissa (osa nro 090-5802).

## Ilmoitus haittavaikutuksista

Jos tämän laitteen käyttöön liittyy haittatapahtuma tai vakava vaaratilanne, loppukäyttäjän/operaattorin on ilmoitettava tapahtumasta Fernolle numeroon 1-877-733-0911 tai sähköpostitse osoitteeseen [coordinator@ferno.com](mailto:coordinator@ferno.com). Jos tapaus sattui Yhdysvaltojen ulkopuolella, ilmoita siitä Fernon valtuutetulle edustajalle kyseisellä alueella.

## Hävittäminen

Ennen hävittämistä puhdista ja desinfioidu tuote tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä tai hävitä tuote paikallisten käytäntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteen mukana.



## Beskrivelse

Ferno® Najo®-ryggbrett er håndbårne nødbåre designet for å gi stiv støtte til en pasient med mistanke om rygrads-, hofte-, bekken- eller underekstremitetsskade. Den er kun for profesjonell bruk.

## Generelle retningslinjer for bruk

Medisinsk råd er utenfor parametrene i denne håndboken. Det er operatørens ansvar å sørge for sikker praksis under bruk av produktet. Det kreves minimum to opplærte operatører. Operatører må:

- Les og forstå denne håndboken.
- Tren og øv på riktig bruk av ryggbrettet ved å følge standard prosedyrer for akutt pasienthåndtering. Hold treningsjournaler.
- Inspiser bakplaten og bekreft at den er i god stand.
- Kommuniser med hverandre og bruk koordinerte bevegelser for å opprettholde kontrollen over ryggbrettet.
- Vær hos pasienten til enhver tid.
- Bruk ekstra opplært hjelp når du arbeider med tung belastning (pasient pluss utstyr).
- Bruk alltid pasientstøtter, følg instruksjonene i brukerhåndboken for festet. Følg lokale tjenesters protokoller og myndighetskrav.
- Hvis hastighetsklips-pinner er installert, kontroller at fastholdelsehastighetsklipsene er godt festet til pinnene.
- Ikke fest hurtigklemmestifter eller bruk håndtakene som en del av et teknisk redningsløftesystem. Løft og bær bakplaten bare for hånd, og ta tak i håndtakene. Plasser bakplaten i en kurv for teknisk redning.

## Desinfisering og rengjøring

Fjern sikringene fra bakplaten før rengjøring og desinfisering. Se brukerhåndboken for begrensninger for instruksjoner.



Tørk av alle overflater med desinfeksjonsmiddel. Følg desinfeksjonsmiddelprodusentens instruksjoner for påføringsmetode og kontakttid.



Håndvask med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Skyll med varmt, klart vann. Tørk med et håndkle eller la det lufttørke.

## Ferno Kunderelasjoner

For bestillingshjelp eller generell informasjon, kontakt din Ferno-distributør eller Fernos kundekontakt.

Informasjon	<a href="http://www.ferno.com">www.ferno.com</a>
Autorisert service	<a href="http://ferno.com/service-and-support">ferno.com/service-and-support</a>
USA, Canada	1.877.733.0911
Internasjonal	+ 1.937.382.1451
Faks	1.888.388.1349



Komplett engelsk brukerhåndbok tilgjengelig på: [www.ferno.com](http://www.ferno.com).

**PATENTS**  
ferno.com/patents

## ⚠ ADVARSEL

**Profesjonell bruk kun av opplærte operatører. Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.**

**Feil bruk, drift eller vedlikehold kan forårsake skade. Bruk, bruk og vedlikehold kun som instruert.**

**En uovervåket eller uhemmet pasient kan bli skadet. Vær alltid hos pasienten og bruk pasientsikringer.**

**Uriktige deler, modifikasjoner eller gjenstander som ikke er designet for produktet kan forårsake skade. Bruk kun Ferno-godkjente deler og service. Legg kun ved godkjente varer. Ikke modifier produktet.**

Symbol	Definisjon	Symbol	Definisjon
	Følg treningsprotokollen		Lastekapasitet
	Desinfiserer		Produktvekt
	Rengjøring		Oppdrift
	Bruk riktige begrensninger		

## MERKNAD

Ikke bruk desinfeksjonsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder fenoler eller jod. Hvis blekemiddel brukes, skyll med mye rent vann for å fjerne blekemiddelrester.

Ikke bruk skurende materialer for å rengjøre bakplaten.

Ikke senk metallspenner, glidestenger og klips i væske eller ved bruk av vaskemaskin.

## Sjekkliste for inspeksjon

- Er bakplaten fri for sprekker, sprekker og punkteringer?
- Hvis bakplaten er utstyrt med hurtigklemmestifter, er alle stifter solid installert og fri for sprekker eller skader?
- Er båndet for pasientbegrensning i god stand uten kutt eller frynsete kanter?
- Er pasientsikringsspenner fri for synlige skader og fungerer de som de skal?

Hvis inspeksjon viser skade eller overdreven slitasje annet enn for hurtigklemmestifter, ta bakplaten ut av drift og ødelegg for å forhindre utilsiktet bruk. Speed clip pins er utskiftbare (del # 090-5802).

## Melding om uønsket hendelse

I tilfelle en uønsket hendelse eller alvorlig hendelse relatert til bruken av denne enheten, må sluttbrukeren/operatøren rapportere hendelsen til Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-post på [tscoordinator@ferno.com](mailto:tscoordinator@ferno.com). Hvis hendelsen skjedde utenfor USA, rapporter den til Fernos autoriserte representant for det området.

## Avhending

Før avhending, rengjør og desinfiser produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Resirkuler eller kast produktet i henhold til lokale protokoller og forskrifter. Ikke kast produktet i kommunalt avfall.

## Beskrivning

Ferno® Najo®-ryggbrädor är handburna bårar för nödsituationer utformade för att ge ett styvt stöd till en patient med misstänkt ryggrads-, höft-, bäcken- eller nedre extremitetsskada. Det är endast för professionellt bruk.

### Allmänna riktlinjer för användning

Medicinsk rådgivning ligger utanför parametrarna i denna manual. Det är operatörernas ansvar att säkerställa säker praxis under användning av produkten. Minst två utbildade operatörer krävs. Operatörer måste:

- Läs och förstå denna manual.
- Träna och träna på korrekt användning av ryggtavlan enligt standardprocedurer för akut patienthantering. Håll träningsjournaler.
- Inspektera backboarden och kontrollera att den är i gott skick.
- Kommunicera med varandra och använd koordinerade rörelser för att behålla kontrollen över ryggbådan.
- Var alltid hos patienten.
- Använd extra utbildad hjälp vid arbete med tunga belastningar (patient plus utrustning).
- Använd alltid fasthållningsanordningar för patient, följ instruktionerna i bruksanvisningen för fasthållningsanordningen. Följ den lokala tjänstens protokoll och myndigheters krav.
- Om hastighetsklämmornas stift är installerade, kontrollera att fasthållningshastighetsklämmorna är ordentligt fastsatta i stiften.
- Fäst inte hastighetsklämmor eller använd inte handtagen som en del av ett tekniskt räddningslyftsystäm. Lyft och bär ryggbådan endast för hand, greppa handtagen. Placera ryggplattan i en korg för teknisk räddning.

## Desinficering och rengöring

Ta bort spärrarna från ryggplattan innan rengöring och desinficering. Se bruksanvisningen för fasthållningsanordningar för instruktioner.



Torka av alla ytor med desinfektionsmedel. Följ desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner för appliceringsmetod och kontakttid.



Rengör för hand med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj med varmt, klart vatten. Torka med en handduk eller låt den lufttorka.

## Ferno kundrelationer

För att beställa hjälp eller allmän information, kontakta din Ferno-distributör eller Fernos kundrelationer.

Information	<a href="http://www.ferno.com">www.ferno.com</a>
Auktoriserad service	<a href="http://ferno.com/service-and-support">ferno.com/service-and-support</a>
USA, Kanada	1.877.733.0911
Internationell	+ 1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Komplett engelsk användarmanual finns på:  
[www.ferno.com](http://www.ferno.com).

**PATENTS**  
[ferno.com/patents](http://ferno.com/patents)

## ⚠ VARNING

**Professionell användning endast av utbildade operatörer. Använd produkten endast för dess avsedda ändamål.**

**Felaktig användning, användning eller underhåll kan orsaka skador. Använd, använd och underhåll endast enligt instruktionerna.**

**En oövevakad eller ohämmand patient kan skadas. Var alltid hos patienten och använd patientskydd.**

**Felaktiga delar, modifieringar eller föremål som inte är designade för produkten kan orsaka skada. Använd endast delar och service som godkänts av Ferno. Bifoga endast godkända föremål. Modifiera inte produkten.**

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Följ träningsprotokollet		Lastkapacitet
	Desinficerar		Produktens vikt
	Rengöring		Bärighet
	Använd lämpliga begränsningar		

## VARSEL

Använd inte desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som innehåller fenoler eller jod. Om blekmedel används, skölj med mycket rent vatten för att avlägsna blekmedelsrester.

Använd inte slipande material för att rengöra ryggplattan.

Sänk inte ned spännen, glidstänger och klämmor av metall i vätskor eller med hjälp av tvättmaskin.

## Kontrollchecklista

- Är ryggplattan fri från sprickor, sprickor och punkteringar?
- Om ryggplattan är försedd med hastighetsklämmor, är alla stift ordentligt installerade och fria från sprickor eller skador?
- Är patientens fasthållningsband i gott skick utan skärsår eller slitna kanter?
- Är patientsäkerhetsspännen fria från synliga skador och fungerar de korrekt?

Om inspektionen visar skador eller överdrivet slitage annat än för hastighetsklämmans stift, ta ryggplattan ur bruk och förstör för att förhindra oavsiktlig användning. Hastighetsklämmans stift är utbytbara (del # 090-5802).

### Meddelande om biverkningar

I händelse av en negativ händelse eller allvarlig incident relaterad till användningen av denna enhet måste slutanvändaren/operatören rapportera incidenten till Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-post [patcoordinator@ferno.com](mailto:patcoordinator@ferno.com). Om incidenten inträffade utanför USA, rapportera den till Fernos auktoriserade representant för det området.

### Förfogande

Före kassering, rengör och desinficera produkten enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Återvinn eller kassera produkten enligt lokala protokoll och föreskrifter. Släng inte produkten i det kommunala avfallet.



