

S-2108 AF ja S-2108 A
KANTOPAARIT
VARUSTEET
KÄSIKIRJA



CE





Lue tämä käyttöopas ja säilytä tulevaa tarvetta varten

Vastuuvapauslauseke

Tämä käsikirja sisältää yleiset ohjeet näiden parien käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät ole kattavia. Näiden parien turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnan varassa. Turvallisuustiedot sisältyvät käyttäjän palveluun. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien turvatoimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia. On suositeltavaa, että näiden parien oikeasta käytöstä on annettu koulutusta ennen sen käyttämistä todellisessa tilanteessa. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Lisää se paareihin, jos ne siirretään uusille käyttäjille. Muita ilmaisia kopioita on saatavana pyynnöstä FERNO:lta.

Malli S-2108-AF Tuotetiedot

Pituus - auki	 206 cm
	 229 cm
Pituus - taitettu	 103 cm
	 1114 cm
Leveys - auki	 55 cm
taitettu	 11 cm
Korkeus – auki	 14 cm
taitettu	 20 cm
Yksikköpaino	 6 kg
Kantavuus	 159 kg

Malli S-2108-A Tuotetiedot

Pituus	 206 cm
	 229 cm
Leveys - auki	 55 cm
taitettu	 11 cm
Korkeus	 14 cm
Yksikköpaino	 5 kg
Kantavuus	 159 kg

VIHJE: Säännöllinen puhdistus auttaa vähentämään tautien leviämiskärsiä ja mahdollistaa laitteiden optimaalisen toiminnan



Kouluttamaton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Anna vain koulutetun henkilöstön käyttää paareja.

Parien väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja. Käytä paareja vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä paareja vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Valvomaton potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina.

Kiinnittämätön potilas voi pudota paareilta ja loukkaantua. Kiinnitä potilas paikoilleen potilasvoilla.

Väärin kiinnitetyt parit voivat irrota kuljetuslaitteesta ja aiheuttaa loukkaantumisen. Kiinnitä parit tiukasti ja tarkista, että salpojen salvat ovat lukkiutuneet.

Auttajat voivat aiheuttaa vammoja. Pidä parit hallinnassa, käytä hallintalaitteita ja ohjaa kaikkia avustajia.

Auttajat voivat loukkaantua. Näytä avustajille liikkuvat osat, jotta vältetään puristumiset.

Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja. Huolehdi paareista vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä paareissa vain Fernon osia ja Fernon hyväksymää huoltoa.

Paareiden muuttaminen voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Käytä paareita vain Fernon suunnittelemaalla tavalla.

Sopimattomien esineiden kiinnittäminen paareihin voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä paareissa vain Fernon hyväksymiä esineitä.



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bošáca 893, Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010, sales.sk@ferno.com

Tuotenumero	tuotteen nimi	GTIN / UDI
60-0102-005	S-2108-AF- 206 KANTOPAARIT	8588008129579
60-0102-006	S-2108-AF-229 KANTOPAARIT (PAKATTU)	8588008129579
60-0102-007	S-2108-A-206 KANTOPAARIT	8588008129579
60-0102-008	S-2108-A-229 KANTOPAARIT (PAKATTU)	8588008129579

Paarien käyttö

Lääkinnälliset laitteet S-2108AF ja S-2108 A

Käyttötarkoitus

Mallit S-2108 AF ja S-2108 A -paarit ovat potilaiden hätäapuvälineitä. Parit on tarkoitettu ammattikäyttöön vähintään kahdelle koulutetulle käyttäjälle. Käyttäjät voivat kantaa paareja. Tässä käsikirjassa käytetään yleistä termiä "paarit", kun ominaisuus koskee kaikkia sarjan malleja. Yksittäisten paareiden nimiä käytetään, kun ominaisuudet eroavat toisistaan.

Tyypilliset käyttäjät

Mallit S-2108 AF ja S-2108 A ovat paareja, joita käyttävät tyypillisesti sotilaat, urheiluharrastajat, ensiapuhenkilöstö, EMS, eräpelastus, hiihtopartiot, ulkoiluseikkailijat, turvallisuusinsinöörit, eläinlääkärit ja monet muut ammattilaiset.

Käyttöohjeet

Paarien taitto kiinni / auki



Puhdistus ja desinfiointi

Pyyhi kaikki pinnat desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita levitystavasta ja kosketusajasta. Ferno suosittelee, että tarkastat parit vaurioiden varalta desinfioinnin yhteydessä.

Paarien tarkastus

Pyydä huoltohenkilöstöä tarkastamaan parit säännöllisesti.

Jos tarkastuksessa ilmenee vaurioita tai liiallista kulumista, poista parit käytöstä, kunnes korjaus tehdään.

Osat ja palvelut

Jos haluat tilata Ferno-osia tai ammattimaisen parien korjauksen, ota yhteyttä FERNOon tai Ferno-jälleenmyyjään. Jälleenmyyjäsi on ainoa edustaja, jonka Ferno on valtuuttanut hallitsemaan, huoltamaan ja korjaamaan Fernon tuotteita.

Ferno Norden Oy Yhteystiedot:

Ahjokatu 4 A

15800 Lahti

Puh: + 358 (0) 29 1700 454

Mail: foy@fernonorden.com

Varastointi

Vältä korkeita lämpötiloja ja kosteutta

[Vaatimustenmukaisuusvakuutus]

Tässä oppaassa mainitut mallit S-2108 AF ja S-2108 A on suunniteltu, valmistettu ja testattu täyttämään EN 1865 -standardien vaatimukset.



Varoitus

Käytä tätä lääkärin tai sairaanhoitajan ohjauksessa



Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bošáca 893, Slovakia

Tlf: + 421 (0) 32 7708010, sales.sk@ferno.com