




Malli 11-0100A Titan Tapered SS
-malli 11-0101A Titan Regular SS
-malli 11-0104A Titan SS Tapered Split
Model 11-0103A Titan SS Regular Split

Malli 11-0115SL Titan-Ti Split tavallinen malli
11- 0116SL Titan-Ti -mallimalli
11-0118SL Titan-Ti kartiomainen malli
11-0119SL Titan-Ti Split Tapered

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöopas sisältää yleiset ohjeet tämän tuotteen käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät ole kattavia. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on vain käyttäjän eduksi. Turvallisuustiedot sisältyvät käyttäjän palveluun. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien toimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja niiden tulee olla niiden mukaisia. On suositeltavaa antaa koulutusta tuotteen asianmukaisesta käytöstä ennen tuotteen käyttöä todellisessa tilanteessa.

Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Sisällytä se tuotteeseen, jos se siirretään uusille käyttäjille. Muita ilmaisia kopioita on saatavilla osoitteessa

Asiakaspalvelun pyyntö.

Omistusoikeusilmoitus

Tässä käyttöoppaassa esitetyt tiedot ovat Traverse Rescue, LLC: n, Mississauga, ON Kanadassa, omaisuutta. Traverse Rescue, LLC. pidättää itsellään kaikki niihin liittyvät patenttioikeudet, tuotemallioikeudet, valmistusoikeudet, jäljentämisen käyttöoikeudet ja myynnin käyttöoikeudet sekä kaikki niihin sisältyvät artikkelit paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille

tai jos se ei koske toimittajan omia osia.

© Tekijänoikeus Traverse Rescue, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A 3V3

Puhelin: 905 279 7866

Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat): 1 866 998 7866

Faksi: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Iso-Britannia
44 (0) 1274 851999

VASTAA NFPA 1983: N, HENKILÖTURVAKÖYDEN JA LAITTEIDEN
VARUSTEIDEN VUONNA 2017, VAATIMUKSET

Traverse Rescue, LLC valmistaa tuotteitaan tiukan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Tunnustamme ja noudatamme myös kaikkia sovellettavia standardeja, jotka koskevat kutakin tuotetta.

Traverse Rescue LLC -tuotteiden CE- ja UKCA-symbolit tarkoittavat, että ne on sertifioitu.

Traverse Rescue, LLC: n valmistamat koripaarit on määritetty luokan 1 lääkinnällisiksi laitteiksi.

1. Turvallisuustiedot

1.1 Varoitukset

Seuraavassa on tämän käsikirjan varoituksia:

!!! VAROITUS !!!

Koulutukseton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää tätä tuotetta.

*

Rajoittamaton tai väärin kiinnitetty potilas voi kärsiä loukkaantumisista. Kiinnitä potilas aina tilanteen mukaisella turvajärjestelmällä

*

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotetta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Potilas, jota ei ole hoidettu, voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina

*

Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Huolehdi tuotteesta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä pelkästään Traversen hyväksymiä osia ja huoltoa

*

Koripaarin muuttaminen voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Käytä tuotetta vain Traversen myymänä.

*

Sopimattomien tai sopimattomien esineiden kiinnittäminen koripaariin voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä tuotteessa vain Traverse-hyväksytyjä esineitä

*

1.2 Tärkeää

Alla olevan kaltaiset laatikot korostavat tärkeitä tietoja.

TÄRKEÄ

Köysiä, valjaita, ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Pelastushenkilöstön ei pitäisi yrittää tällaisia pelastusmenettelyjä, ennen kuin he ovat saaneet ammattitaitoista opastusta ja koulutusta.

1.3 Veren kautta tarttuvaa tautia koskeva ilmoitus

OSHA (työturvallisuus- ja työterveyshallinto) vaatii työnantajia suojelemaan työntekijöitä työpaikalta altistumiselta veressä tarttuville sairauksille, kuten HIV-1 ja hepatiitti. Noudata tämän käsikirjan desinfiointi- ja puhdistusohjeita altistumisriskin vähentämiseksi koripaaria käytettäessä.




1.4 Turvatarrat

Tarrat kertovat tärkeitä tietoja käyttäjän käsikirjasta.

Lue etiketin ohjeet ja noudata niitä. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet tarrat välittömästi. Uusia tarroja on saatavana Traversesta.

Esitetty Maksimikuorma-tarra on kiinnitetty koripaareihin.



2. Työntekijän taidot ja koulutus

2.1 Taidot

Koulutetut käyttäjät:

Toimiva tieto potilaiden hätätilanteiden käsittelymenettelyistä.

Kyky auttaa potilasta

Täydellinen käsitys tässä kuvatuista menettelyistä manuaalinen

2.2 Koulutus

Työntekijöiden on:

Noudattaa heidän koulutuksensa suunnittelemaa tai koulutusohjelmaa

Lue tämä käyttöopas. Saat lisää ilmaisia käyttäjien käsikirjoja ottamalla yhteyttä Traverseen

Harjoittele koripaarien kanssa, ennen kuin käytät sitä säännöllisesti
Esimies

Testaa heidän ymmärryksestään koripaareista. Kirjaa heidän koulutustietonsa

3. Tietoja koripaareista

3.1 Yleiset eritelmät

Polyteeniverkko ... - 65 ° F / -54 ° C - + 200 ° F / + 93 ° C

Pidätysnauha

Vetolujuus 975 paunaa. / 442 kg

Kuormitettavuus 500 lbs. / 227 kg

kiinnityssoljet

Pienin vetolujuus 4000 lbs. / 1814 kg

Soljet täyttävät ANSI Z359.1 ja CSA Z259.1

Traverse pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Titan SS (ruostumaton teräs)		
Pituus	83,5 tuumaa	212,1 cm
Leveys	23,4 tuumaa	59,4 cm
Leveys (Split-Apart)	24,3 tuumaa	61,6 cm
Syvyys	7,4 tuumaa	18,7 cm
Syvyys (Split-Apart)	7,5 tuumaa	19,1 cm
Paino	32 paunaa	14 kg
Paino (jaettu toisistaan)	33 paunaa	15 kg
Nimelliskuormitusraja	2500 paunaa	11 kN

Titan Ti (titaani)		
Pituus	83,5 tuumaa	212,1 cm
Leveys	23,3 tuumaa	59,1 cm
Leveys (Split-Apart)	23,8 tuumaa	60,3 cm
Syvyys	7,4 tuumaa	18,7 cm
Syvyys (Split-Apart)	7,6 tuumaa	19,4 cm
Paino	18 paunaa	8 kg
Paino (jaettu toisistaan)	19 paunaa	9 kg
Nimelliskuormitusraja	2500 paunaa	11 kN

!!! VAROITUS !!!

Kouluttamaton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Anna tuotteen käyttö vain koulutetulle henkilöstölle.

4. Rajoitukset


4.1 Tietoja rajoituksista

Tähän tuotteeseen sisältyy yhteensä neljä turvajärjestelmää.

Näiden rajoitusten on täydennettävä sitä, mitä tyypillisesti käytät potilaan siirtämiseen korkealla- ja köysipelastamisessa. Olemme tehneet ne sopivaan lujuuteen täydentämään omaa putkimaista runko. Nämä turvajärjestelmät on tarkoitettu vain potilaan kiinnittämiseen koripaareihin, eikä niitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

4.2 Turvalaitteiden kiinnittäminen ja kiristäminen

Kolmitankoisella soljella varustettu hihna on rakennettu silmukkapäästä, joka kiinnittyy, ja jota käytetään kiristämiseen. fi turvajärjestelmä (kuva 1).




Kuva 1, komponentit

TÄRKEÄ


Henkilökunta, joka käyttää tuotetta korkealla- ja köysipelastustilanteissa, on vastuussa tekniikoiden tuntemisesta ja kuhunkin pelastustilanteeseen parhaiten soveltuvien laitteiden ja menettelytapojen valitsemisesta.

1. Vie kolmen tangon solki ja hihna ylöspäin kaksitankoisien soljen aukon läpi (kuva 2). Vedä hihnan vapaa pää kokonaan aukon läpi.



Kuva 2, Soljen kiinnitys

2. Vedä hihnan vapaasta päästä hieman, jotta kolmipalkkinen solki pysyy tukevasti kaksitangon soljen päällä (kuva 3).



Kuva 3, Solkien istuttaminen

3. Kiristä turvalaite vetämällä hihnan vapaasta päästä.

!!! VAROITUS !!!

Rajoittamaton tai väärin pidätetty potilas voi kärsiä loukkaantumisista. Kiinnitä potilas aina sopivalla turvajärjestelmällä.

4.3 Turvajärjestelmän löysäminen ja irrottaminen

Löysää turvajärjestelmää vetämällä irrotettava kieleke solkea kohti (kuva 4).

- 4). Jatka vetämistä, kunnes turvajärjestelmä on niin löysä kuin haluat.



Kuva 4, irrotuksen pidätys

Irrota turvalaite löysäämällä ensin kuten vaiheessa 1, käännä sitten kolmipalkkinen solki ja vie se alas kaksitankoisen soljen aukon läpi (kuva 5).



Kuva 5, Soljen irrotus

4.4 Kiinnittimien kiinnittäminen

Suuritiheyksisen polyeteeniverkon yläreuna on muotoiltu lahtia tarjota



Kuva 6, turvaovi

!!! VAROITUS !!!

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä vain koripaari tässä käsikirjassa kuvattua tapaa.

!!! VAROITUS !!!

Valvottoman potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina.

Valitse kiinnityspisteet, jotka soveltuvat potilaan tehokkaaseen kiinnittämiseen sekä työskentelyyn yhdessä oman kiinnitysjärjestelmän kanssa.


Kiinnitä mukana toimitetut turvajärjestelmät seuraavasti:

1. Irrota solki kiinnityshihnojen erottamiseksi.
2. Ohjaa hihnan silmukoitu pää aloittaessasi koripaarin ulkopuolelta sisään päin blitiedosto



Kuva 7, Silmukaisen pään kulkeminen poukaman läpi

3. Pujota silmukka on



Kuva 8, langansolki

4. Kiinnitä jäljellä oleva hihna vastakkaiselle puolelle vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti.

5. Koripaarin käyttäminen

5.1 Ennen koripaarin käyttöönottoa

Henkilöiden, jotka käyttävät tätä tuotetta, on luettava tämä opas. Jos käytät mukana toimitettuja turvajärjestelmiä, kiinnitä ne liitteen ohjeiden mukaisesti rajoitukset.

Varmista, että, turvajärjestelmät ja verkkoverkot ovat hyvässä kunnossa. Noudata tämän oppaan kohdassa tuotteen tarkastaminen annettuja ohjeita.

5.2 Yleiset käyttöohjeet

Tuotteet edellyttävät vähintään kahta koulutettua käyttäjää. Useimmissa tilanteissa työntekijät saattavat tarvita lisäapua.

Lisätietoja avustajien

sijoittamisesta ja suunnasta on kohdassa Pelastaminen

Koripaaritassa käyttöoppaassa.

Noudata potilaan tavanomaisia hätätilanteiden käsittelymenetelmiä käyttäessäsi koripaari.

Pysy potilaan kanssa aina.

Käytä aina mukana olevia potilaan turvajärjestelmiä.

- Henkilöstö, joka käyttää tuotetta korkealla- ja köysipelastustilanteissa, on vastuussa asianmukaisten tekniikoiden oppimisesta sekä pelastustilanteeseen parhaiten soveltuvien laitteiden ja menettelytapojen valitsemisesta.

5.3 Koripaarin kantaminen

Koripaarin kantaminen vaatii vähintään kaksi käyttäjää. Lisähenkilöstö on, jopa tarpeen useimmissa tilanteissa. Käytä parillista määrää henkilökuntaa ja sijoita heidät pitämään koripaari mahdollisimman tasaisena. Lisäohjeen käyttäminen Työntekijöidentulisi ylläpitää tuotetta ja ohjata kaikki avustajat.

5.4 Koripaarin liu'uttaminen

Liu'uta koripaaria ainoastaan tasaisilla pinnoilla. Vältä kiviä, kantoja, oksia tai muita vaaroja, jotka voivat tunkeutua verkkoon tai aiheuttaa vammoja potilaalle.

5.5 Koripaarin kuljettaminen ambulanssin paareilla

Kiinnitä koripaari ambulanssin paareihin pidikkeillä.

5.6 Korkealla- ja köysipelastusmenetelmien käyttäminen

Korkealla- ja köysipelastus voi sisältää minkä tahansa yhdistelmän köysiä, vinssejä, hihnapyöriä, roska-suojia, sisäkäyttölaitteita ja monia muita erikoistuotteita ja laitteita. Näiden työkalujen asianmukainen ja turvallinen käyttö vaatii ammattitaitoista opetusta ja koulutusta. Kun käytät korkealla- ja/tai köysipelastusvälineitä tuotteen kanssa, varmista, että

laitteilla on riittävä kuormitus ja että ne ovat vähintään yhtä suuret kuin koripaareilla.

Korkealla- ja köysipelastuksen aikana koripaari voi olla suunnattu pystysuoraan, vaakasuoraan tai muihin asentoihin. Kiinnitä potilas koripaariin niin, että hän ei luiskahda mihinkään suuntaan tai voi vahingossa tulla ulos koripaareista.

TÄRKEÄ

Köysiä, valjaita, ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Pelastushenkilöstön ei pitäisi yrittää tällaisia pelastusmenettelyjä, ennen kuin he ovat saaneet ammattitaitoista opastusta ja koulutusta.

Kiinnityspisteet

Rescue-koripaareissa on useita kiinnityskohtia, joihin karabiinit tai köydet voidaan kiinnittää ylempään kiskoon. Vaihtoehtoisesti tämä koripaari on sisällyttänyt siihen patentoidun SträtLoad™ -ominaisuuden, joka sallii erilliset kiinnityskohdat, kun niitä kiinnitetään nelipisteisillä liinoilla vaakatason nousua tai laskua varten.



5.7 Split-Apart-ominaisuuden käyttö

Traverse Split-Apart -koripaarit tarjoavat erittäin nopean asennusajan ja ei ole asetettavia nastoja jne.



Ennen aloittamista muista puhdistaa kaikki lika, muta, lumi jne. Kokoonpano:

- Suuntaa kaksi avointa osaa toisiaan kohti Nosta avoimet
- päät samanaikaisesti noin 30 ° kulmaan ja liu'uta molemmat osat yhteen lukitsemalla kaikki pohjaliittimien hampaat.
- Laske nyt lukkiutuneet osat lattialle. Varmista, että
- ylemmän liittimen osat ovat yhteensopivat
- Käännä holkit ylempien liittimien vastakkaisiin kierteisiin. Varmista, että nämä kiristysholkit ovat tiukasti kiinni ja että ketjuja ei näy.
- Pura se yksinkertaisesti kääntämällä yllä oleva järjestys.

Huomaa: On ehdottoman tärkeää, että tarkistat yhteyden eheyden pelastuksen aikana ja koko käytön aikana. Jos ylemmässä liittimessä näkyy kierteitä, kiristä holkit uudelleen.

6. Koripaarin ylläpito

6.1 Huoltoaikataulu

Koripaari vaatii säännöllistä huoltoa. Määritä ja noudata huoltoaikataulua, kuten alla olevassa lomakkeessa. Tämä lomake edustaa vähimmäishuoltoa, ja voit muokata omaa ohjelmaa tarpeidesi mukaan.

	Jokainen käyttö	Tarvittaessa	Joka kuukausi
Desinfointi (6.3)	•		
Puhdistus (6.3)		•	
Tarkastus (6.4)		•	•

Noudata huoltotuotteita käyttäessäsi valmistajan ohjeita ja lue valmistajan käyttöturvallisuustiedotteet.

!!! VAROITUS !!!

Virheellinen huolto voi aiheuttaa vammoja. Ylläpidä tuotetta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

6.2 Turvalaitteiden desinfiointi ja puhdistus

1. Poista turvajärjestelmät tuotteesta.
2. Soljet ja kiinnikkeet verkkopussiin ennen pesukoneeseen laittoa. Tämä auttaa estämään solkien tai pesukoneen vaurioitumisen.
3. Aseta taitetut turvajärjestelmät verkkopussiin (ei sisälly toimitukseen) ja aseta ne teolliseen pesukoneeseen.
4. Pese turvalaitteet lämpimässä vedessä desinfiointiaineella ja kevyellä sekoituksella. Älä käytä valkaisuainetta.
5. Poista turvajärjestelmät pussista ja ripusta kuivumaan. Älä laita turvajärjestelmiä kodin tai kaupallisen kuivausrummun sisään.
6. Kiinnitä puhtaata, kuivaa turvajärjestelmät osan 4 ohjeiden mukaisesti.

6.3 Pelastusjätteen desinfiointi ja puhdistus

Pyyhi tai suihkuta kaikki koripaarin ja -verkon pinnat desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineiden valmistajien ohjeita.

Traverse suosittelee, että tuote tutkitaan ilmeisten vaurioiden varalta. Puhdista koripaarit ja verkot käsin miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä. Huuhtelee hyvin ja kuivaa pyyhkeellä.

TÄRKEÄ

Desinfiointiaineet ja puhdistusaineet, jotka sisältävät valkaisuainetta, fenoleja tai jodia, voivat vahingoittaa turvalaitteita. Desinfioi ja puhdista vain tuotteilla, jotka eivät sisällä näitä kemikaaleja.

6.4 Tuotteen tarkastus

asemiesi / palvelujen huoltohenkilöstö tarkista seuraavat:

Kaikkien komponenttien tulisi olla nähtävillä
 Hitsausliitoksissa ei saa olla halkeamia tai muita merkkejä murtumisesta.
 Pelastuskorin rungon (ylä- ja alakiskot, kiskot, kylkiluut) tulisi olla vapaita kolhuja, halkeamia tai tahattomia taipumia

Polyeteeniverkossa ei saa olla murtumia ja repeämiä
 kiinnitettävä tukevasti alempaan kiskoon.

Sinisen selkänöjan tulee olla kiinnitetty tukevasti paikalleen. Varoitustarrojen tulee olla selkeitä ja luettavia kaikkien käyttäjien nähtäväksi ja lukea.

Turvavyön tulee olla hyvässä kunnossa ilman viiltoja tai kulumia.
 Turvavyön soljissa ei saa olla näkyviä vaurioita, ja niiden tulisi toimia söi kunnolla.

Jos tarkastuksessa ilmenee vaurioita tai liiallista kulumista, poista tuote käytöstä, kunnes tarvittavat korjaukset on suoritettu (katso Korjaus, osat ja huolto, osa 7).

6.5 Koripaarin säilyttäminen

Säilytä koripaari kuivassa paikassa. Varmista, että koripaari on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen varastoon.

7. Korjaus, osat ja huolto

Jos koripaareissa on liiallista kulumista tai halkeamia (joko materiaalissa tai hitsissä), on syytä poistaa se käytöstä. Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään metalliosia tai hitsiaineita.

Jos mesh-vuori, selkätuki, potilaan turvahihnat tai mahdolliset tarrat ovat vaurioituneet ja tarvitsevat korjausta, soita jälleenmyyjälle tai meille, jotta ne vaihdetaan.

Katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.

Osa numero	Kuvaus
05-0102	Täysi selkätuki
05-0104	Jaettu selkätuki
05-0125, TAP	Mesh, Titan Tapered
05-0125, TS	Mesh, Titan Split Tapered
04-0108	Restraint hihna
08-0102	Load-Limit -tarra
05-0125, REG	Mesh, Titan säännöllinen
05-0125, RS	Mesh, Titan Split säännöllinen

Lisätarvikkeet

Traverse tarjoaa täyden valikoiman lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi Titan-sarjan kanssa.

Noudata aina lisävarusteiden mukana toimitettuja ohjeita. Säilytä tämän käyttöohjeen ohjeet. Ole tietoinen kaikista erityisistä näkökohdista (lastauskorkeus, oven korkeus jne.)

Osa numero	Kuvaus
15-0240	kahva
05-0144	kansi
11-2220	Mule kuljetusalusta pyörä
04-0108-TR4	turvajärjestelmät, 4 kpl
15-0105	Traverse Hard Eye Adjustable Lift Bridles (INT'L)
15-0106	Traverse Soft Eye Regular Lifting Bridles (INT'L) -suojus

Liittyvät tuotteet

Osa numero	Kuvaus
16-0100	540 °™ Rescue Belay-Large 540 °™
16-0200	Rescue Belay-Small TRS - Traverse
19-0100	Rescue Litter Traverse Flotation Collar,
11-0124A	keltainen, 2 kpl

8. Rajoitettu takuu

Traverse Rescue, LLC (Traverse) Rajoitetun takuun mukaan kaikilla Traverse-tuotteilla on alkuperäisen ostajan takuu yhden vuoden ajan laskutuspäivästä. Tämä takuu on annettu materiaali- tai valmistusvirheitä tai vikoja vastaan. Jos tämän takuuaian aikana ilmenee tällainen vika, ota välittömästi yhteys Traverse Rescueen. Traverse Rescue, LLC sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisen tuotteen (valintamme mukaan). Rajoitettu takuumme ei kata väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, hoidon puutteesta, väärästä käytöstä tai onnettomuuksista johtuvia vahinkoja. Se ei myöskään korvaa vahinkoja, jotka johtuvat ostajan korjausyrityksestä, jota Traverse Rescue, LLC ei ole valtuuttanut. Traverse Rescue, LLC ei esitä muita takuita. Tämä rajoitettu takuu ei sulje pois, eikä Traverse ole vastuussa mistään rankaisevasta, satunnaisesta, erityiset tai esimerkilliset vahingot, jotka johtuvat Traversen tai muuten tapahtuvan myynnin takuun rikkomisesta tai kolmannen osapuolen osan, tuotteen, palvelun tai järjestelmän suorittamisesta tai laiminlyönnistä. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita millään tavalla eikä muuta millään tavalla muiden valmistajien takuita tuotteille, joita Traverse Rescue, LLC myy.

9. Käy läpi asiakaspalvelua

Asiakaspalvelu ja tuotetuki ovat tärkeitä näkökohtia jokaiselle Traverse-tuotteelle.

Ota yhteyttä Traversen asiakaspalveluun saadaksesi apua tässä tai muussa Traverse-tuotteessa.

Ole hyvä ja pidä Traverse-pelastuspäällyksen sarjanumero saatavilla, kun soitat Traverse-asiakaspalveluun, ja lisää tämä numero kirjalliseen viestiin.

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A 3V3

Puhelin 905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat) 1 866 998 7866
Faksi 905 615 1199
Sähköposti info@traverserescue.com
Verkkosivusto www.traverserescue.com



Koulutusaikataulu		
Päivämäärä	Nimi	Harjoitusmenetelmä

Huoltokirja		
Päivämäärä	Huolto suoritettu	Tekijä